

کیت اندازه گیری پروتئین

به روش برادفورد

KBRD96

## اصول کار

روش برادفورد یکی از چند روش معروف برای اندازه گیری پروتئین با حساسیت بالا می باشد. این روش بسیار سریع است و مقادیر دقیقی از مقدار پروتئین ارائه می کند.

از معایب این روش واکنش شدید با مواد دترجنت از قبیل SDS, Triton X100 و NP-40 می باشد که به طور جایگزین میتوان از روش BCA استفاده کرد..

پیوند های پپتیدی با رنگ کوماسی بلو واکنش داده و مقدار جذب در طول موج 595 نانومتر اندازه گیری می شود.

# اطلاعات کلی و محتویات

نگهداری و حمل:

در دمای 4°C نگهداری شود. حمل توسط یخ مرطوب انجام می شود.

High 100-500 µg/mL

محدوده اندازه گیری دینامیک:

Range

Low Range 2.5-25 µg/mL

حساسیت: 1 µg/mL

مقدار نمونه پیشنهادی

نمونه	حداکثر	مطلوب
Tissues from animal/plant	20 mg	10 mg
Cells	$1.5 \times 10^7$	100000
Serum	10 µL	5 µL

محتویات کیت

مقدار/تعداد	ماده	شماره
20 mL	Bradford Reagent	1
100 µL	Albumin Standard (1 mg/mL)	2
1 PCs	96-well Clean Plate	3

## موارد مورد نیاز اضافی

- ست سمپلر متغیر
- سمپلر چند کاناله
- سرسمپلر مناسب
- میکروتیوب ۱/۵ میلی لیتری
- آب دیونیزه
- دستگاه Plate Reader با طول موج 595 nm (570-630 nm)

نکته: قبل از شروع با یک نمونه جهت مشخص ساختن مقدار نمونه به صورت پایلت (Pilot) انجام شود.

\*کل پروتکل را قبل از انجام تا انتها مطالعه کنید.

# آماده سازی کیت

آماده سازی مواد کیت:

- پس از آماده سازی نمونه موارد زیر را آماده کنید. محلول ها تا یک روز پس از آماده سازی پایدار هستند. همه محلولها را در دمای اتاق گرم کرده و خوب هم زده بزنید.

**Bradford Reagent:** آماده مصرف.

- محلول استاندارد را در میکروتیوب ها تقسیم بندی کرده و در دمای  $20^{\circ}\text{C}$  - ذخیره کنید.

- استاندارد برای حد پایین پروتئین بر طبق جدول ۲: برای آماده سازی منحنی در محدوده پروتئین پایین ( $2.5-25 \mu\text{g/mL}$ )، ابتدا  $80 \mu\text{L}$  از ویال استاندارد برداشته و با  $720 \mu\text{L}$  آب دیونیزه ترکیب کنید. سپس به جدول ۲ در صفحه بعد مراجعه کنید.

## آماده سازی استاندارد

استفاده از جدول های استاندارد زیر بستگی به غلظت نمونه شما و حجم نمونه دارد.  
محلول های غلیظ حتما رقیق شوند.  
- در تعدادی میکروتیوب به ترتیب زیر مواد را ترکیب کنید.

جدول ۱- آماده سازی استاندارد در محدوده 100-500  $\mu\text{g/mL}$

شماره	غلظت نهایی استاندارد ( $\mu\text{g/mL}$ )	مقدار از ویال استاندارد ( $\mu\text{L}$ )	مقدار آب دیونیزه ( $\mu\text{L}$ )
1	0	0	50
2	100	5	45
3	200	10	40
4	300	15	35
5	400	20	30
6	500	25	25

جدول ۲- آماده سازی استاندارد در محدوده پایین 2.5-25  $\mu\text{g/mL}$

شماره	غلظت نهایی استاندارد ( $\mu\text{g/mL}$ )	مقدار از استاندارد رقیق شده ( $\mu\text{L}$ )	مقدار آب دیونیزه ( $\mu\text{L}$ )
1	0	0	1000
2	2.5	25	975
3	5	50	950
4	10	100	900
5	15	150	850
6	20	200	800
7	25	250	750

## نحوه انجام آزمایش

۱- ابتدا به هرچاهک  $10 \mu\text{L}$  از نمونه و یا استاندارد اضافه کنید. توصیه می شود هر نمونه و یا استاندارد را به صورت دوتایی (Duplicate) انجام دهید. برای نمونه در محدوده پایین  $50 \mu\text{L}$  از نمونه یا استاندارد اضافه کنید.

۲- از محلولی که در آن نمونه را لیز کرده اید به عنوان بلانک استفاده کرده و  $10 \mu\text{L}$  ( $50 \mu\text{L}$  برای محدوده پایین) آن را به چاهک نمایید.

۳- سپس از **Bradford Reagent**  $190 \mu\text{L}$  به هرچاهک اضافه کرده و در دمای اتاق به مدت ۵ دقیقه انکوبه نمایید.

۴- در نهایت جذب پلیت را در طول موج  $570-620 \text{ nM}$  خوانده بخوانید.

\*سیگنال تا ۲ ساعت پایدار می باشد.

## نحوه محاسبه

۱- مقدار میانگین جذب بلانک را از هر نمونه و استاندارد کم کنید.

۲- با استفاده از یک نرم افزار مناسب مانند اکسل و با استفاده از جذب استانداردها

منحنی استاندارد را رسم کنید و غلظت نمونه ها را حساب نمایید.


۳- ضریب رقت را در عدد نهایی ضرب کنید.

$$\text{Protein } (\mu\text{g/mL}) = \frac{\text{مقدار محاسبه شده از منحنی}}{\text{حجم نمونه ریخته شده در چاهک}} \times 10 \times \text{ضریب رقت}$$




## نمونه منحنی استاندارد و تست

### Albumin Standard Curve



### Sample Analytes



## مشکل یابی

مشکل	علت	راه حل
جذب بالای منحنی استاندارد	مقدار نمونه اولیه بالا	مقدار نمونه اولیه را کم - کنید -رقیق سازی نمونه در Assay Buffer
جذب پایین منحنی استاندارد	مقدار نمونه اولیه کم -خراب شدن بافر Chromogen	-مقدار نمونه را افزایش دهید -بافر Chromogen را تازه آماده کنید

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



# **KIAZIST**



[www.Kiazist.com](http://www.Kiazist.com)



081-3450 8267  
0930 402 4884



[Info@Kiazist.com](mailto:Info@Kiazist.com)

[www.kiazist.com](http://www.kiazist.com)