

کیت اندازه گیری
گلیکوزآمینوگلیکان (GAG)

KGAG96

جهت سنجش ۹۶ نمونه

اصول کار

گلیکوزآمینوگلیکان ها (GAG) در ساخت ماتریکس خارج سلولی نقش اساسی دارند. این عناصر سازنده به استحکامات بافتی کمک کرده و در کنار کلاژن منجر به حفظ ساختار ماتریکس خارج سلولی می شوند. بیماری های فیبروزی ، استخوانی و مفصلی می توانند در اثر تغییرات محتوای GAG تغییر کنند. بنابراین بررسی این تغییرات در کنار تغییرات پاتولوژیک می تواند راهگشای نتیجه گیری مطلوب و کمی بررسی این ناهنجاری ها باشد.

در این روش شیمیایی نمونه توسط هضم آنزیمی تجزیه شده و محتوای گلیکوزآمینوگلیکان آن آزاد می شود. سپس در حضور مواد واکنشگر با آن تولید رنگ کرده که در طول موج ۵۶۰-۵۲۵ نانومتر قابل خوانش می باشد.

اطلاعات کلی و محتویات

نگهداری و حمل:

در دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شود. حمل توسط یخ مرطوب انجام می شود.

محدوده اندازه گیری دینامیک: 12.5-100 $\mu\text{g/mL}$

حساسیت: 5 $\mu\text{g/mL}$

مقدار نمونه پیشنهادی

نمونه	حداکثر	مطلوب
Tissues from animal/plant	30 mg	10 mg
Cells	1.5×10^7	$5 \times 10^6 - 1 \times 10^7$
Serum	30 μl	20 μl

محتویات کیت

مقدار/تعداد	ماده	شماره
50 ml	Diluent Buffer	1
2 vials	Papain Enzyme	2
20 ml	GAG Reagent	3
5 ml	Protein Precipitant	4
Powder	Chondroitin Sulphate Standard	5
1 PCs	96-well Clean Plate	6

موارد مورد نیاز اضافی

- ست سمپلر متغیر
- سرسمپلر مناسب
- میکروتیوب ۱/۵ میلی لیتری
- فور یا هیت بلاکر (Heat Blocker)
- سانتریفیوژ دور بالا (14000 RPM)
- آب دیونیزه

نکته: قبل از شروع با یک نمونه جهت مشخص ساختن مقدار نمونه به صورت پایلت (Pilot) انجام شود.

تمامی پروتکل را قبل از انجام آزمایش مطالعه نمایید.

آماده سازی کیت و استاندارد

آماده سازی مواد کیت:

- پس از آماده سازی نمونه موارد زیر را آماده کنید. محلول ها تا ۲ ساعت پس از آماده سازی پایدار هستند. همه محلولها را در دمای اتاق گرم و خوب هم زده شود. محلول آنزیمی: ابتدا ۳ میلی لیتر از محلول Diluent Buffer را به ویال Papain Enzyme اضافه کرده و خوب هم بزنید. سپس به یک تیوب تمیز انتقال داده و به حجم نهایی ۲۰ میلی لیتر برسانید. محلول فوق در دمای ۴ درجه تا ۳ ساعت فعال است. جهت استفاده در کارهای بعدی آن را تقسیم بندی کرده و به مدت ۶ ماه در دمای ۲۰°C ذخیره کنید.

آماده سازی استاندارد:

- به ویال استاندارد ۲ میلی لیتر از Diluent Buffer اضافه کنید تا استاندارد 500 $\mu\text{g/mL}$ حاصل شود. سپس آن را تقسیم بندی کرده و در دمای ۲۰°C به مدت ۶ ماه نگه دارید. از آن برای ساخت استانداردها طبق جدول زیر استفاده کنید:

حجم نهایی (μL)	Diluent Buffer (μL)	محلول استاندارد 500 $\mu\text{g/mL}$ (μL)	غلظت کندرویتین سولفات ($\mu\text{g/mL}$)
۱۰۰	۱۰۰	۰	۰
۱۰۰	۹۷٫۵	۲٫۵	۱۲٫۵
۱۰۰	۹۵	۵	۲۵
۱۰۰	۹۰	۱۰	۵۰
۱۰۰	۸۵	۱۵	۷۵
۱۰۰	۸۰	۲۰	۱۰۰

آماده سازی نمونه

نمونه بافت

۱۰ تا ۲۰ میلی گرم از بافت را توسط سونیکاتور و یا هموژنایزر در $400 \mu\text{L}$ از محلول آنزیمی لیز کرده و سپس به مدت ۱۶ ساعت در دمای 65°C درجه سانتیگراد انکوبه کنید. سپس در $6000\times\text{g}$ به مدت ۱۵ دقیقه در 4°C سانتریفیوژ کنید. در این مرحله می توانید مقداری از نمونه را جهت کمی سازی DNA برای نرمال سازس مقادیر به تیوب دیگر منتقل کرده و فریز کنید. دستگاه نانودراپ برای کمی سازی DNA مناسب می باشد. در ادامه سوپرناتانت را به تیوب جدید انتقال داده و به آن $50 \mu\text{L}$ از Protein Precipitant اضافه کنید. سپس مجددا در $6000\times\text{g}$ به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ کنید. در این مرحله می توانید مقداری از سوپرناتانت را جهت اندازه گیری مقدار DNA با دستگاه نانودراپ ذخیره کنید و برای نرمال سازی استفاده کنید.

سلول های چسبنده

محیط را خالی و سپس سلول ها را تریپسینه کرده و پس از سانتریفیوژ کردن سوپرناتانت را دور ریخته و در در $400 \mu\text{L}$ از محلول آنزیمی لیز کرده و سپس به مدت ۱۶ ساعت در دمای 65°C درجه سانتیگراد انکوبه کنید. سپس در $6000\times\text{g}$ به مدت ۱۵ دقیقه در 4°C سانتریفیوژ کنید. در این مرحله می توانید مقداری از نمونه را جهت کمی سازی DNA برای نرمال سازی مقادیر به تیوب دیگر منتقل کرده و فریز کنید. دستگاه نانودراپ برای کمی سازی DNA مناسب می باشد. در ادامه سوپرناتانت را به تیوب جدید انتقال داده و به آن $50 \mu\text{L}$ از Protein Precipitant اضافه کنید. سپس مجددا در $6000\times\text{g}$ به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ کنید. در این مرحله می توانید مقداری از سوپرناتانت را جهت اندازه گیری مقدار DNA با دستگاه نانودراپ ذخیره کنید و برای نرمال سازی استفاده کنید.

آماده سازی نمونه

سلول های معلق

پس از سانتریفیوژ کردن سوپرناتانت را دور ریخته و در در 400 μL از محلول آنزیمی لیز کرده و سپس به مدت ۱۶ ساعت در دمای ۶۵ درجه سانتیگراد انکوبه کنید. سپس در 6000xg به مدت ۱۵ دقیقه در 4°C سانتریفیوژ کنید. در این مرحله می توانید مقداری از نمونه را جهت کمی سازی DNA برای نرمال سازی مقادیر به تیوب دیگر منتقل کرده و فریز کنید. دستگاه نانودراپ برای کمی سازی DNA مناسب می باشد. در ادامه سوپرناتانت را به تیوب جدید انتقال داده و به آن 50 μL از Protein Precipitant اضافه کنید. سپس مجدداً در 6000xg به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ کنید. در این مرحله می توانید مقداری از سوپرناتانت را جهت اندازه گیری مقدار DNA با دستگاه نانودراپ ذخیره کنید و برای نرمال سازی استفاده کنید.

نمونه سرم

خون را در تیوب بدون ضد انعقاد ریخته و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق گذاشته تا لخته شود. سپس در 2500xg به مدت ۲۰ دقیقه سانتریفیوژ کنید. سرم زرد رنگ را بدون اسپیره کردن لایه سفید بافی (لکوسیت) برداشته و به میکروتیوب جدید منتقل نمایید. 100 μL از آن را با 400 μL از محلول آنزیمی ترکیب کرده (ضریب رقت ۵ در نظر بگیرید) و سپس به مدت ۱۶ ساعت در دمای ۶۵ درجه سانتیگراد انکوبه کنید. سپس در 6000xg به مدت ۱۵ دقیقه در 4°C سانتریفیوژ کنید. در این مرحله می توانید مقداری از نمونه را جهت کمی سازی DNA برای نرمال سازی مقادیر به تیوب دیگر منتقل کرده و فریز کنید. دستگاه نانودراپ برای کمی سازی DNA مناسب می باشد. در ادامه سوپرناتانت را به تیوب جدید انتقال داده و به آن 50 μL از Protein Precipitant اضافه کنید. سپس مجدداً در 6000xg به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ کنید. در این مرحله می توانید مقداری از سوپرناتانت را جهت اندازه گیری مقدار DNA با دستگاه نانودراپ ذخیره کنید و برای نرمال سازی استفاده کنید.

**نکته: از نمونه همولیز پرهیز شود. نمونه با EDTA مناسب تر است.


نحوه انجام آزمایش

۱. ابتدا به هر چاهک $30 \mu\text{L}$ از نمونه و یا استاندارد اضافه کنید. توصیه می شود هر نمونه و یا استاندارد را به صورت دوتایی (Duplicate) انجام دهید.
۲. از محلول آنزیمی به عنوان بلانک استفاده کرده و $30 \mu\text{L}$ از این محلول را به چاهک بلانک اضافه نمایید.
۳. $200 \mu\text{L}$ از **GAG Reagent** را به هرچاهک اضافه کنید.
۴. پلیت را در دمای اتاق به مدت $30-60$ ثانیه انکوبه کنید.
۵. در نهایت جذب پلیت را در طول موج $510-560$ نانومتر بخوانید.
۶. نکته: زمان خوانش نباید بیشتر از 10 دقیقه شود زیرا رسوب GAG در کنار محلول کروموژن ایجاد می شود.


نحوه محاسبه

- ۱- مقدار میانگین جذب بلانک را از نمونه ها و استاندارد کم کنید.
- ۲- با استفاده از یک نرم افزار مناسب مانند اکسل و با استفاده از جذب استانداردها منحنی استاندارد را رسم کنید و غلظت نمونه ها را حساب نمایید.
- ۳- در صورت رقیق نمودن نمونه در ابتدا، ضریب رقت را در عدد نهایی ضرب کنید.
- ۴- نمونه ها بر حسب $\mu\text{g of GAG/mL}$ بیان می شوند.
- ۵- جهت نرمال سازی مقادیر بهتر است میزان DNA نمونه ها بعد از هضم محلول آنزیمی سنجیده شود و مقادیر برحسب میکروگرم DNA نرمال سازی شوند.
($\mu\text{a of GAG}/\mu\text{a of DNA}$)

نمونه منحنی استاندارد و تست



Sample Analytes



مشکل یابی

مشکل	علت	راه حل
جذب بالای منحنی استاندارد	مقدار نمونه اولیه بالا نمونه با GAG بالا	مقدار نمونه اولیه را کم - کنید -رقیق سازی نمونه در Diluent Buffer
جذب پایین منحنی استاندارد	-مقدار نمونه اولیه کم -خراب شدن بافر Chromogen	-مقدار نمونه را افزایش دهید -بافر Chromogen را تازه آماده کنید
-کدورت چاهک -چاهک های آبی رنگ بجای رنگ بنفش	غلظت بالای پروتئین نمونه یا سرم	به صفحه حذف اثر پروتئین مراجعه شود



KIAZIST



www.Kiazist.com



081-3450 8267
0930 402 4884



Info@Kiazist.com

www.kiazist.com