

کیت اندازه گیری
وضعیت تام اکسیدانی (TOS)

KTOS-96

جهت سنجش ۹۶ نمونه

میزان آنتی اکسیدان ها و اکسیدان های بدن در شرایط بیماری (پاتولوژیک) دچار تغییرات گسترده ای می شود. وضعیت تام اکسیدانی (TOS) اشاره به میزان کلی اکسیدان های نمونه دارد که می تواند شامل گونه های آزاد اکسیژن (ROS) و یا نیتروژن (RNS) باشد.

در این آزمایش فرو (Fe^{+2}) در حضور اکسیدان ها به فریک (Fe^{+3}) اکسید می شود و در حضور کروموژن تولید رنگ می کند. این رنگ در طول موج ۵۸۰-۵۵۰ دارای است.

میزان جذب با مقدار اکسیدان رابطه مستقیم دارد و منحنی استاندارد در حضور H_2O_2 رسم می شود.

اطلاعات کلی و محتویات

نگهداری و حمل:

در دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شود. حمل توسط یخ مرطوب انجام می شود.

محدوده اندازه گیری دینامیک: 1.5-12.5 nmol/mL

حساسیت: 0.7 nmol/mL H₂O₂ Equivalent

مقدار نمونه پیشنهادی

نمونه	حداکثر	مطلوب
Tissues from animal/plant	30 mg	20 mg
Cells	1.5×10^7	$5 \times 10^6 - 1 \times 10^7$
Serum	40 μ l	30 μ l

محتویات کیت

مقدار/تعداد	ماده	شماره
20 ml	TOS Buffer	1
200 μ L	Developer	2
50 μ L	H ₂ O ₂ Standard (9.78 M)	3
1 PCs	96-well Clean photometric Plate	4

موارد مورد نیاز اضافی

- ست سمپلر متغیر
- سرسمپلر مناسب
- لوله تمیز ۱۰ میلی لیتری
- میکروتیوب ۱/۵ میلی لیتری
- سانتریفیوژ دور بالا (12000 RPM)
- آب دیونیزه
- دستگاه Plate Reader دارای طول موج ۵۴۰-۵۸۰ نانومتر
- بافر PBS

نکته: قبل از شروع، آزمایش توسط تعدادی نمونه جهت مشخص ساختن فعالیت آنزیم به صورت پایلت (Pilot) به همراه استاندارد انجام شود.

*قبل از انجام تست کل پروتکل را به دقت بخوانید.

آماده سازی نمونه

هموژن کردن بافت

نمونه بافت: ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم از بافت را توسط سونیکاتور و یا هموژنایزر در بافر PBS (یا بافر جایگزین) لیز کرده و سپس در 12000 rpm به مدت ۱۵ دقیقه در ۴ درجه سانتیفریوژ کنید. سوپرناتانت را در تیوب جدید و در دمای -۸۰ فریز کنید.

سلول های چسبنده

محیط را خالی و سپس سلول ها را تریپسینه کرده و پس از سانتریفیوژ کردن سوپرناتانت را دور ریخته و سلول ها را در بافر PBS تا ۳ بار فریز و دفریز نمایید تا سلول ها لیز شوند.

سلول های معلق

پس از سانتریفیوژ کردن سوپرناتانت را دور ریخته و سلول ها را در بافر PBS تا ۳ بار فریز و دفریز کرده تا سلول ها لیز شوند.

نمونه سرم

خون را در تیوب بدون ضد انعقاد ریخته و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار داده تا لخته شود. سپس در 2500g به مدت ۲۰ دقیقه سانتریفیوژ کنید. سرم زرد رنگ را بدون آسپیره کردن لایه سفید بافی (لکوسیت) برداشته و تا زمان آزمایش در دمای -۸۰ فریز کنید.

****نکته:** از نمونه همولیز شده پرهیز شود. نمونه هپارینه نسبت به نمونه حاوی EDTA ارجح می باشد.

آماده سازی کیت

- پس از آماده سازی نمونه موارد زیر را آماده کنید. همه محلول ها در دمای اتاق گرم شوند.

- تمام مواد کیت را قبل از شروع اسپین کنید تا محتویات از در و دیواره تیوب ها به ته ظرف جمع آوری شود.

- در صورت مشاهده رسوب در محلول ها، با تکان دادن ظرف رسوب ها را حل نمایید.

محلول کاری: در یک تیوب تمیز به ازای هر نمونه ۲۰۰ میکرولیتر از TOS Buffer را با 2 μl از محلول Developer و به خوبی کنید.

پس از آماده سازی مخلوط فوق، در بازه زمانی ۱۰ دقیقه آن را مصرف کنید تا حساسیت اندازه گیری کاهش نیابد. از این رو توصیه می شود پس از اضافه کردن نمونه ها و استاندارد به چاهک ها، این **محلول کاری** را آماده سازید.

آماده سازی استاندارد

آماده سازی استاندارد:

- در یک تیوب تمیز $10.2 \mu\text{L}$ از ویال استاندارد را با 10 میلی لیتر آب دیونیزه مخلوط کنید تا استاندارد 10 mM ساخته شود.


- سپس به یک میکروتیوب $1000 \mu\text{L}$ آب دیونیزه اضافه کرده و $5 \mu\text{L}$ از آن را دور بریزید و بجای آن $5 \mu\text{L}$ از محلول 10 mM را به آن اضافه کرده تا استاندارد $50 \mu\text{M}$ H_2O_2 ساخته شود.

- به پنج میکروتیوب $500 \mu\text{L}$ آب دیونیزه اضافه کرده و سپس از غلظت $50 \mu\text{M}$ به میزان $500 \mu\text{L}$ به میکروتیوب اول اضافه کرده و خوب مخلوط کنید. مطابق شکل زیر Serial Dilution تهیه شود.

نکته: نیاز به انجام استاندارد 25 میکرومولار نمی باشد.

استاندارد ها: $12.5-6.25-3.12-1.06$

From $50 \mu\text{M}$ H_2O_2



نحوه انجام آزمایش

- ۱- به هرچاهک ۵۰ میکرولیتر از نمونه و یا استاندارد اضافه کنید. توصیه می شود هر نمونه و یا استاندارد را به صورت دوتایی (Duplicate) انجام دهید.
- ۲- از بافر PBS به عنوان بلانک استفاده کنید.
- ۳- از **محلول کاری** ۲۰۰ میکرولیتر به هرچاهک اضافه کنید.
- ۴- در دمای اتاق به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه انکوبه کنید و سپس جذب را در ۵۶۰ نانومتر خوانده و یادداشت کنید.

نحوه محاسبه

۱- مقدار میانگین جذب بلائک را از نمونه ها و استانداردها کم کنید.

۲- با استفاده از یک نرم افزار مناسب مانند اکسل و بر اساس جذب استانداردها منحنی استاندارد را رسم کنید و غلظت نمونه ها را با استفاده از فرمول حساب نمایید.

۳- سپس از فرمول زیر ضریب رقت را اعمال نمایید:



$$\text{H}_2\text{O}_2 \text{ Equivalent } (\mu\text{M or nmol/mL}) = A \times \text{رقت}$$

A= مقدار محاسبه شده از منحنی استاندارد

۴- جهت نرمال سازی مقادیر بهتر است میزان پروتئین نمونه ها سنجیده شود و مقادیر برحسب میلی گرم پروتئین نرمال سازی شوند. در این صورت واحد اندازه گیری به صورت nmol/mg protein می باشد.

برای محاسبه خودکار از نرم افزار Curve expert نسخه Basic نیز می توانید استفاده کنید.

<https://www.curveexpert.net/>



مشکل یابی

مشکل	علت	راه حل
جذب بالای منحنی استاندارد	مقدار نمونه اولیه بالا نمونه با پروتئین بالا	مقدار نمونه اولیه را کم - کنید -رقیق سازی نمونه در PBS Buffer
جذب پایین منحنی استاندارد	مقدار نمونه اولیه کم -خراب شدن بافر Chromogen -کمبود زمان انکوباسیون	مقدار نمونه را افزایش دهید -بافر Chromogen را به صورت تازه آماده کنید -زمان انکوباسیون را تا ۶۰ دقیقه افزایش دهید.
چاهک های سبز رنگ	-همولیز بالا -مقدار بالای آهن در نمونه	-نمونه ها را رقیق کنید



KIAZIST



www.Kiazist.com



081-3450 8267
0930 402 4884



Info@Kiazist.com