

کیت اندازه گیری

پراکسیداسیون لیپیدی (MDA)

KMDA-96

جهت سنجش ۹۶ نمونه

مالون دی آلدھید یکی از عواملی می باشد که در اثر پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب مستقیم مواد اکسیدانی به اسید های چرب با زنجیره غیر اشباع (PUFA) سلولی ایجاد می شود. بیماری های زیادی مانند آترواسکلروز، دیابت و آلزایمر رابطه مستقیمی با این ماده دارند.

در این آزمایش مالون دی آلدھید با تیوباربیتوریک اسید کمپلکس تشکیل داده و در طول موج نوری 532 nm جذب دارد. همچنین این کمپلکس می تواند جهت افزایش حساسیت بیشتر توسط روش فلوریمتری با مشخصات (Ex/Em=532/553) اندازه گیری شود.

اطلاعات کلی و محتویات

نگهداری و حمل:

در دمای 4 °C و در تاریکی نگهداری شود. حمل توسط یخ مرطوب انجام می شود.

محدوده اندازه گیری دینامیک: 20-100 μM

حساسیت: 10 μM

مقدار نمونه پیشنهادی

نمونه	حداکثر	مطلوب
Tissues from animal/plant	30 mg	20 mg
Cells	5×10^6	2×10^6
Plasma	30 μl	20 μl

محتویات کیت

مقدار/تعداد	ماده	شماره
25 mL	MDA Lysis Buffer	1
1 mL	BHT (100X)	2
2 Bottles	TBA Solution	3
12.5 mL	Phosphotungstic Acid	4
30 μL	MDA Standard (6.08 M)	5
1 PCs	96-well Clean Plate	6

موارد مورد نیاز اضافی

- ست سمپلر متغیر
- سرسمپلر مناسب
- استیک اسید خالص (KAA100)
- N-Butanol برای افزایش حساسیت (KNB100)
- سدیم کلرید برای افزایش حساسیت (KNC100)
- اسید سولفوریک برای نمونه پلاسما (KSA100)
- پرکلریک اسید (KPA100) برای نمونه با پروتئین بالا
- کیت BCA کبازیسیت برای نرمال سازی مقادیر پروتئین (اختیاری)
- میکروتیوب ۱/۵ میلی لیتری و تیوب ۵۰ میلی لیتری
- فور، بن ماری یا هیت بلاکر (Heat Blocker)
- سانتریفیوژ دور بالا (14000 RPM)
- آب دیونیزه با pH=7.0
- کالریمتریک پلیت ریدر با طول موج 532 nm
- فلوریمتریک پلیت ریدر با طول موج (Ex/Em=532/553)

نکته: قبل از شروع با یک نمونه جهت مشخص ساختن مقدار نمونه به صورت پایلت (Pilot) انجام شود.

* قبل از انجام تست تمامی پروتکل را مطالعه کنید.

آماده سازی نمونه

نکات عمومی

قبل از آزمایش اصلی توصیه می شود به صورت پایلت، آزمایش بر روی یک نمونه انجام شود تا جذب نمونه در محدوده ۰/۱ تا ۱/۵ باشد (محدوده استانداردها).

- نمونه تازه برای این آزمایش توصیه می شود. زیرا مالون دی آلدئید گونه ای ناپایدار می باشد. جهت انجام آزمایش با تاخیر نمونه ها در دمای 80°C - ذخیره شوند. محلول MDA Lysis Buffer را در 45°C به مدت ۱۰ دقیقه گرم کنید تا یکنواخت شود.

هموژن کردن بافت

۱۰ تا ۲۰ میلی گرم از بافت را برداشته و با بافر PBS شستشو دهید. سپس $300\ \mu\text{L}$ از MDA Lysis Buffer را با $3\ \mu\text{L}$ از BHT 100X ترکیب کرده و نمونه را روی یخ با آن هموژن کنید. هموژن حاصل را به مدت ۱۰ دقیقه در $6000\times g$ سانتریفیوژ و سوپرناتانت را جدا کرده به مرحله انجام آزمایش بروید. نمونه های پر پروتئین را طبق صفحه بعد انجام دهید.

سلول های چسبنده و معلق

سلول ها را به میزان مورد نیاز برداشته سانتریفیوژ کنید. پلت حاصل را با PBS شستشو داده و با $300\ \mu\text{L}$ از MDA Lysis Buffer را با $3\ \mu\text{L}$ از BHT 100X ترکیب کرده و نمونه را روی یخ با آن هموژن کنید. هموژن حاصل را به مدت ۱۰ دقیقه در $6000\times g$ سانتریفیوژ کرده و سوپرناتانت را جدا کرده به مرحله انجام آزمایش بروید. نمونه های پر پروتئین را طبق صفحه بعد انجام دهید.

آماده سازی نمونه

نمونه پلاسما یا سرم

50 μL از پلاسما را به آرامی با 500 μL از اسید سولفوریک 42 mM ترکیب کرده و به آن 125 μL از محلول Phosphotungstic Acid اضافه کنید و به خوبی ورتکس کنید. در درمای اتاق به مدت 5 دقیقه انکوبه کنید و مخلوط حاصل را حاصل را به مدت 3 دقیقه در 6000 \times g سانتریفیوژ کنید. سوپرناتانت را دور ریخته و پلت حاصل را با 200 μL آب دیونیزه حاوی 2 μL از محلول BHT 100X روی یخ دوباره حل کنید.

نمونه با پروتئین بالا

مقدار بافت مورد نظر (حدود 20 میلی گرم) را با 300 μL از آب دیونیزه حاوی 3 μL از محلول BHT 100X هموژن کنید. هم حجم آن از اسید پرکلریک 2N اضافه کرده به خوبی ورتکس کنید تا پروتئین رسوب کند. سپس آن را به مدت 10 دقیقه در 6000 \times g سانتریفیوژ کنید و 200 μL از سوپرناتانت آن را برای انجام آزمایش به مرحله بعد ببرید.

آماده سازی کیت

آماده سازی مواد کیت:

- پس از آماده سازی نمونه موارد زیر را آماده کنید. محلول ها تا ۲ ساعت پس از آماده سازی پایدار هستند. همه محلولها در دمای اتاق گرم و خوب هم زده شود.

▪ MDA Lysis Buffer: در دمای 45°C گذاشته شود تا تمامی رسوب یکنواخت حل شود. پس از آب شدن تقسیم بندی کرده و دوباره در 20°C ذخیره شود.

▪ BHT 100X: محلول آماده به کار.

▪ Phosphotungstic Acid: محلول آماده به کار.

▪ TBA Solution: با 9 mL از استیک اسید خالص (گلسیال) ترکیب شود تا محلول کدری حاصل شود. سپس در یک تیوب مدرج حجم نهایی را با آب دیونیزه به 30 mL برسانید. اگر محلول شفاف حاصل نشد از یکی از دو روش زیر اقدام کنید:

▪ آن را در سونیکاتور قرار دهید تا حل شود.

▪ آن را در دمای 60°C قرار دهید تا حل شود و محلول یکدست و شفاف ایجاد کند.

پس از حل شدن تا یک هفته در دمای 4°C پایدار است.

▪ MDA Standard (6.08 M): محلول آماده به کار.

آماده سازی استاندارد (روش کالریمتری)

آماده سازی استاندارد برای روش کالریمتری:

۱- در یک میکروتیوب از ویال استاندارد $9 \mu\text{L}$ برداشته و با $439 \mu\text{L}$ آب دیونیزه $\text{pH}=7-7.4$ ترکیب کنید تا استاندارد 0.1 M حاصل شود.

۲- از استاندارد 0.1 M مقدار $10 \mu\text{L}$ برداشته با $490 \mu\text{L}$ آب دیونیزه $\text{pH}=7-7.4$ ترکیب کنید تا استاندارد 2 mM حاصل شود.

از استاندارد 2 mM بر طبق جدول زیر برای ساخت منحنی استاندارد استفاده کنید.

شماره	مقدار استاندارد (nmol/mL)	مقدار استاندارد 2 mM (μL)	مقدار آب دیونیزه (μL)
1	0	0	600
2	20	6	594
3	40	12	588
4	60	18	582
5	100	30	570

آماده سازی استاندارد (روش فلوریمتری)

آماده سازی استاندارد برای روش فلوریمتری:

۱- در یک میکروتیوب از ویال استاندارد $9 \mu\text{L}$ برداشته و با $439 \mu\text{L}$ آب دیونیزه $\text{pH}=7-7.4$ ترکیب کنید تا استاندارد 0.1 M حاصل شود.

۲- از استاندارد 0.1 M مقدار $10 \mu\text{L}$ برداشته با $490 \mu\text{L}$ آب دیونیزه $\text{pH}=7-7.4$ ترکیب کنید تا استاندارد 2 mM حاصل شود.

۳- از استاندارد 2 mM مقدار $10 \mu\text{L}$ برداشته با $90 \mu\text{L}$ آب دیونیزه $\text{pH}=7-7.4$ ترکیب کنید تا استاندارد $200 \mu\text{M}$ حاصل شود.

**از استاندارد $200 \mu\text{M}$ بر طبق جدول زیر برای ساخت منحنی استاندارد استفاده کنید.

شماره	مقدار استاندارد (nmol/mL)	مقدار استاندارد $200 \mu\text{M}$ (μL)	مقدار آب دیونیزه (μL)
1	0	0	600
2	2	6	594
3	4	12	588
4	6	18	582
5	8	24	576
6	10	30	570

نحوه انجام آزمایش

نکات عمومی:

- نمونه ها و استاندارد ها به صورت دوتایی گذاشته شوند (بنا به دلایل آماری).
- از مواد کیت دیگر استفاده نکنید.
- قبل انجام آزمایش، روش کار را تا انتها مطالعه کنید.
- برای افزایش حساسیت آزمایش به پروتکل توجه کنید.

روش انجام

۱- به هر میکروتیوب $200 \mu\text{L}$ از نمونه یا بلانک و استاندارد اضافه کرده، سپس به هر کدام $600 \mu\text{L}$ از TBA Solution اضافه کنید.

۲- در آنها را با پارافیلیم محکم بسته و به مدت 60 دقیقه در دمای 95°C انکوبه کنید. سپس به مدت 10 دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.

* در صورت مشاهده کدورت نمونه می توان از فیلتر $0.22 \mu\text{M}$ برای برداشت رسوب استفاده کرد و یا میکروتیوب را به مدت 5 دقیقه در $6000 \times g$ سانتریفیوژ و سوپرناتانت را جدا کرده به مرحله بعد برد.

۳- $200 \mu\text{L}$ از سوپرناتانت نمونه یا استاندارد را برداشته به پلیت 96 خانه منتقل کرده و به مرحله F مراجعه کنید.

نکته: برای افزایش حساسیت تست به صفحه بعد بروید.

برای محاسبه خودکار از نرم افزار Curve expert نسخه Basic نیز می توانید محاسبه را انجام دهید

<https://www.curveexpert.net/>

نحوه انجام آزمایش

افزایش حساسیت تست

اگر فکر می کنید میزان مالون دی آلدهید در نمونه شما کم است و رنگ صورتی (یا نارنجی) در نمونه ها قابل تشخیص نیست، از روش زیر اقدام کنید. در غیر این صورت به مرحله ۴ بروید.

- باقیمانده محلول مرحله ۲ را برداشته و به آن $275 \mu\text{L}$ از N-Butanol اضافه کرده کنید. $75 \mu\text{L}$ از محلول سدیم کلرید 5M به آن اضافه کنید و به خوبی ورتکس کنید.

- به مدت ۳ دقیقه در $6000\times g$ سانتریفیوژ کرده و فاز رویی که حاوی N-Butanol می باشد را به یک میکروتیوب جدید انتقال دهید.

- میکروتیوب را در دمای 70°C قرار داده و درب آن را باز کنید تا N-Butanol آن تبخیر شود. سپس به آن $200 \mu\text{L}$ آب دیونیزه اضافه کرده تا رسوب کاملا حل شود. در ادامه آن را به پلیت ۹۶ خانه برای خوانش منتقل کنید. رنگ محلول ها به رنگ نارنجی در می آید.

۴- برای خوانش کالریمتریک پلیت در طول موج 532 تا 560 قرائت شود. برای خوانش فلوریمتریک پلیت در طول موج با مشخصات ($\text{Ex/Em}=532/553$) خوانده شود.

نکته: برای افزایش حساسیت روش فلوریمتریک پناهی باند (Slit Width) به صورت 5 nm باشد و حساسیت دستگاه در بالاترین سطح قرار گیرد.

نحوه محاسبه

- ۱- مقدار میانگین جذب بلانک (استاندارد ۱) را از میانگین هر نمونه و استاندارد کم کنید.
- ۲- با استفاده از یک نرم افزار مناسب مانند اکسل و با استفاده از جذب استانداردها منحنی استاندارد را رسم کنید و غلظت نمونه ها را حساب نمایید.
- ۳- فرمول محاسبه غلظت واقعی

$$\text{MDA Concentration} = \left(\frac{A}{\text{mg or mL}} \right) \times 4 \times D$$

A= غلظت محاسبه شده از نمودار استاندارد به nmol

Mg= مقدار بافت برداشت شده یا مقدار پروتئین سنجیده شده در میلی لیتر

mL= مقدار پلاسما یا سرم برداشته شده بر حسب میلی لیتر


D= ضریب رقت نمونه

4= در صورت استفاده از روش افزایش حساسیت اعمال شود


غلظت محاسبه شده بدون نرمال سازی با پروتئین بر حسب nmol/mL و پس از نرمال سازی با پروتئین بر حسب nmol/mg of Protein بیان می شود.

نکته: برای نمونه بافت و سلول روش بهتر برای نرمال سازی مقادیر مالون دی آلدیید بیان غلظت مالون دی آلدیید بر حسب میلی گرم پروتئین می باشد. در فرمول بالا مقدار پروتئین محاسبه شده در میلی لیتر بر حسب میلی گرم بجای mg قرار بگیرد.

MDA Sample Curve



Sample Analytes



مشکل یابی

مشکل	علت	راه حل
آزمایش کار نمی کند	بافرها سرد هستند	به دمای اتاق برسانید
	طول موج اشتباه	از طول موج و فیلترها مطمئن شوید
	استفاده از پلیت ۹۶ خانه دیگر	کالریمتری: پلیت شفاف فلورومتری: پلیت سیاه با کف شفاف
نمونه با جذب غیر مرتبط	پروتئین بالا	به بخش جداسازی پروتئین مراجعه کنید
	نمونه کامل هموژن نشده	زمان و شدت هموژن سازی را افزایش دهید
	نمونه چند بار فریز-دفریز شده است	نمونه را پس از استخراج الیکات کنید
	استفاده از نمونه قدیمی	از نمونه تازه یا ذخیره شده در دمای 80°C - استفاده کنید
	وجود مواد مداخله گر	پروتئین را جدا کنید

مشکل	علت	راه حل
استاندارد خطی نمی شود	ایراد در پیتاژ کردن مواد	از پیت کردن حجم کمتر از 5 µL خودداری کنید
	ایجاد حباب در چاهک ها	مواد رابه دیواره و به آرامی منتقل کنید
	غلظت استوک استاندارد درست نیست (2 mM)	به آماده سازی استاندارد مراجعه کنید
خوانش بالا/پایین نمونه	عدم آب شدن کامل نمونه	نمونه ها کاملا آب کرده و هم بزنیید
	نمونه غلیظ یا رقیق است	نمونه غلیظ را رقیق کنید نمونه رقیق را در بخش لیوفیلیزه کردن با آب کمتری رقیق کنید
	زمان بیرون گذاشتن نمونه بالا	مواد را آماده کنید بعد نمونه ها را آب کنید
	زمان و دمای غیر استاندارد انکوباسیون	از دمای های ذکر شده استفاده کنید



KIAZIST



www.Kiazist.com



081-3450 8267

0930 402 4884



Info@Kiazist.com