

کیت ارزیابی سمیت و Viability سلول

MTT Assay Kit

KMTT-500

MTT یکی از مشتقات نمک تترازولیوم می باشد که به سلول های زنده نفوذ کرده و توسط آنزیم های NAD(H)P دهیدروژنازها احیا شده و تولید ماده رسوبی Formazan می کند. کریستال های Formazan پس از حل شدن توسط حلال خود، تولید رنگ بنفش کرده و در طیف 550-600 nm جذب دارند. افزایش میزان جذب رابطه مستقیم با میزان بقا سلول دارد که این نیز به نوبه خود با میزان سمیت سلولی در ارتباط می باشد.

کاربردها:

- ارزیابی تکثیر سلولی در پاسخ به عوامل رشد، سایتوکین ها و
- ارزیابی سمیت سلولی و رشد سلول در مواجهه با داروهای ضد سرطان و مواد گیاهی
- ارزیابی اثر آنتی بادی ها و میانجی های فیزیولوژیک بر مهار رشد سلول

اطلاعات کلی و محتویات

نگهداری و حمل:

در دمای -20°C و در تاریکی نگهداری شود. حمل توسط یخ مرطوب انجام می شود.

مقدار نمونه پیشنهادی

نمونه	حداکثر	مطلوب
Cells	400000	2000-30000

محتویات کیت

مقدار/تعداد	ماده	شماره
5 mL	MTT Reagent	1
50 mL	Solubilizer	2
1 PCs	Protocol Booklet	3

موارد مورد نیاز اضافی

- سمپلر ۸ کاناله متغیر
- سرسمپلر مناسب
- هود لامینار
- انکوباتور 37°C به همراه CO_2
- سانتریفیوژ
- محیط و مواد کشت سلول مورد نظر
- آب دیونیزه
- فویل آلومینیومی

نکته: قبل از شروع با یک نمونه جهت مشخص ساختن مقدار نمونه به صورت پایلت (Pilot) انجام شود

*قبل از انجام تست کل پروتکل را بخوانید

آماده سازی نمونه

سلول های چسبنده (متفاوت بسته به نوع سلول):

۱- پس از تریپسینه کردن سلول و شمارش آنها، به میزان مورد نیاز در هر چاهک (۱۰۰۰-۱۲۰۰۰) سلول کاشته و به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت انکوبه کنید تا به درجه اشباع ۸۰ تا ۹۰٪ برسند.

۲- در ادامه، محیط رویی را خارج کرده سپس مداخله خود را شروع کنید و در هر چاهک حجم نهایی محیط کشت کامل را به $200 \mu\text{L}$ برسانید. سپس به مرحله انجام آزمایش مراجعه کنید.

سلول های معلق (متفاوت بسته به نوع سلول):

۱- پس از سانتریفیوژ سلول ها، سوپرناتانت را دور ریخته و سلول شمارش کنید. به میزان مورد نیاز در هر چاهک (۱۰۰۰-۱۲۰۰۰) سلول ریخته و به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت انکوبه کنید تا به درجه اشباع ۸۰ تا ۹۰٪ برسند.

۲- در ادامه، مداخله خود را شروع کنید و در هر چاهک حجم نهایی محیط کشت کامل را به $200 \mu\text{L}$ برسانید. سپس به مرحله انجام آزمایش مراجعه کنید.

آماده سازی کیت و استاندارد

:MTT Reagent

محلول آماده به کار می باشد. دمای مناسب برای عمر بلند مدت (حداقل یک سال) -20°C می باشد. از همین رو توصیه می شود پس از آب کردن محلول برای اولین بار، باقیمانده را تقسیم بندی کرده (Aliquot) و در دمای -20°C مجددا فریز کنید.

:Solubilizer

محلول آماده به کار می باشد. از آب شدن محلول و عدم وجود رسوب اطمینان حاصل شود در دمای 4°C به مدت یک سال پایدار می باشد.

نحوه انجام آزمایش

توجه: رنگ فنول رد و FBS موجود در محیط کشت بر آزمایش به میزان کمی تاثیر گذار است.

- برای سلول های چسبنده محیط کشت را خالی کرده سپس $100 \mu\text{L}$ محیط کشت مناسب بدون وجود سرم (FBS) به آن اضافه کنید.

- برای سلول های معلق در صورت امکان پلیت ۹۶ خانه را ساتتریفیوژ کنید و سوپرناتانت را دور بریزید و سپس $100 \mu\text{L}$ محیط کشت مناسب بدون وجود سرم (FBS) به آن اضافه کنید. در صورت عدم امکان، به مرحله بعد بروید.

بلانک محیط کشت: جهت حذف اثر پس زمینه به دو چاهک بدون سلول از محیط کشت مورد استفاده $100 \mu\text{L}$ اضافه کنید.

- هر نمونه حداقل به صورت دوتایی (Duplicate) انجام شود.

۱- به هرچاهک پس از آماده سازی نمونه $10 \mu\text{L}$ از محلول MTT Reagent اضافه کنید و خوب هم بزنید (Shaking).

۲- سپس در دمای ایده آل سلول مورد نظر (معمولا 37°C ، $5\% \text{CO}_2$) به مدت ۳ تا ۴ ساعت بسته به فعالیت دهیدروژنازی سلول انکوبه کنید.

۳- پس از این زمان، محتویات چاهک را خالی کرده و $100 \mu\text{L}$ از محلول Solubilizer اضافه کرده و روی آنرا با فویل آلومینیومی بیوشانید و با اوربیتال شیکر به مدت ۱۵ دقیقه خوب هم بزنید (Shaking) تا ذرات Formazan حل شوند.

۴- جذب پلیت در طول موج ۵۵۰-۵۹۰ نانومتر خوانده شود.

نحوه محاسبه

- مقدار میانگین جذب بلانک محیط کشت را از هر نمونه کم کنید.

- **رسم منحنی رشد سلولی:** با استفاده از یک نرم افزار مناسب مانند اکسل میانگین

جذب را در محور Y ها و غلظت سلولی را در محور X ها قرار دهید.

- **رسم منحنی پاسخ-دوز:** با استفاده از یک نرم افزار مناسب مانند اکسل میانگین جذب

را در محور Y ها و دوز ماده یا دارو مورد نظر را در محور X ها قرار دهید.

*بهترین غلظت مورد نظر در جذب ۰/۷۵ تا ۱/۲۵ منحنی رشد سلولی می باشد.



**LC50 در فاز لگاریتمی منحنی دوز-پاسخ می باشد.

*** سمیت ماده مورد مداخله نیز قابل محاسبه می باشد.

نحوه محاسبه سمیت سلولی:

$$\% \text{ Cell Toxicity} = \frac{(100 \times (\text{control} - \text{Sample}))}{\text{Control}}$$

نمونه منحنی استاندارد و تست



مشکل یابی

مشکل	علت	راه حل
عدم کارکرد آزمایش	-استفاده از مواد با دمای یخی -خوانش در طول موج اشتباه	-مواد را گرم کنید -طول موج درست را انتخاب و از کارکرد درست فیلتر مطمئن شوید
نتایج متناقض	-خراب شدن مواد -حل نشدن کریستال های فورمازان -زمان ناکافی جهت حل شدن -باقیمانده محیط	-تاریخ کیت تمام شده و نیاز به تعویض دارد -ماده Solubilizer خراب شده است. می توان از DMSO به عنوان جایگزین استفاده کرد. -حلال را مدت زمان دهید بیشتری در معرض قرار تمامی محیط کشت را در سلول چسبنده خارج کنید و در سلول معلق ۵۰ میکرولیتر باقی بگذارید



KIAZIST



www.Kiazist.com



081-3450 8267
0930 402 4884



Info@Kiazist.com

www.kiazist.com