

کیت اندازه گیری روی

Zinc Assay Kit

KZN96

روی با عدد اتمی ۳۰ شباهت زیادی به منیزیوم دارد و یک فلز کمیاب اساسی برای بدن می باشد که نقش های گسترده ای در موجودات زنده ایفا می کند. روی در عملکرد بیش از ۳۰۰ آنزیم در بدن نقش دارد. همچنین نقش آن در عملکرد سیستم ایمنی (پروستات) و هموستاز خون به خوبی شناخته شده است.

در این کیت می توان تمام مایعات حاوی روی را با حداقل نمونه مورد آزمایش قرار داد و با حساسیت بالا کمترین میزان روی را اندازه گیری کرد. همچنین به دلیل تداخل منیزیوم با روی، محلول ماسکه کننده منیزیوم در این کیت منجر به از بین رفتن تداخل می شود. دقت این کیت نزدیک به اندازه گیری با روش جذب اتمی می باشد.

در نهایت جذب در طول موج ۵۳۰-۵۷۰ نانومتر به روش کالریمتری قابل خوانش می باشد که با کمترین میزان نمونه نیز سازگاری دارد.

اطلاعات کلی و محتویات

نگهداری و حمل:

در دمای 4°C نگهداری شود. حمل توسط یخ مرطوب انجام می شود.

محدوده دینامیک: $5-40\ \mu\text{M}$ or nmol/mL

حساسیت: $3\ \mu\text{M}$ or nmol/mL

مقدار نمونه پیشنهادی

نمونه	حداکثر	مطلوب
Cells	1.5×10^6	$5 \times 10^5 - 1 \times 10^6$
Tissue	10 mg	1-2 mg
Plasma or Serum	10 μL	10 μL
Plant	10 mg	5 mg

محتویات کیت

مقدار/تعداد	ماده	شماره
3 mL	Buffer Reagent 10X	۱
20 mL	Mask Reagent	۲
650 μL	Zinc Chromogen	۳
1 mL	Zinc Standard (10 mM)	۴
10 mL	TCA 7%	۵
1 PCs	96-well Photometric Plate	۶
1 PCs	Protocol Booklet	۷

موارد مورد نیاز اضافی

- سرسمپلر و سمپلر در اندازه های مختلف
 - میکروتیوب ۱/۵ میلی لیتری
 - HCl (اسیدکلریدریک) برای شستشوی ظروف و نمونه ادرار
 - آب دیونیزه یا مقطر
 - شیکر (Shaker)
 - سانتریفیوژ دوربالا (15000×g)
 - دستگاه Plate Reader با طول موج ۵۳۰-۵۷۰ نانومتر
- *قبل از انجام تست کل پروتکل را بخوانید.

آماده سازی نمونه

نکات عمومی

- پلاستیک های صناعی و شیشه های آزمایشگاهی عمدتاً دارای روی هستند. قبل از شروع آزمایش با اسید کلریدریک رقیق شده باید شسته شوند سپس آبکشی و خشک شوند تا از تداخل با نمونه جلوگیری شود.
- شلاتورهایی مانند EDTA و EGTA پیوند ضعیفی با روی برقرار می کنند بنابراین در آماده سازی نمونه و بافر لیز کننده باید پرهیز شوند.
- لوله های مناسب برای پلازما نباید حاوی EDTA به عنوان ضد انعقاد باشند.
- بیشتر روی خون (۸۰٪) در گلبول های قرمز می باشد بنابراین نمونه همولیز شده برای انجام آزمایش قابل قبول نمی باشد.

آماده سازی نمونه سلول و بافت

سلول ها را برداشت کرده و یا بافت را هموژن کنید آنها را در بافر لیز کننده (هر نوع بافر لیز کننده بدون EDTA یا EGTA) لیز کنید تا محتویات آن آزاد شود. سپس در $15000 \times g$ سانتریفیوژ کنید. در ادامه در یک میکروتیوب جدید، $80 \mu\text{L}$ از آن را با $80 \mu\text{L}$ از 7% TCA ترکیب کنید تا پروتئین رسوب کند. سپس در بالاترین سرعت سانتریفیوژ به مدت ۵ دقیقه سانتریفیوژ کنید. در ادامه $80-20 \mu\text{L}$ از سوپرناتانت را برداشته و به هرچاهک اضافه کنید. در صورتیکه کمتر از $80 \mu\text{L}$ از نمونه برداشت می شود با آب دیونیزه حجم باقیمانده را به $80 \mu\text{L}$ در هر چاهک برسانید.

آماده سازی نمونه

نمونه ادرار

نمونه ادرار باید اسیدی شود (pH=3-4) تا رسوبات حل شده و از تداخل با روی جلوگیری شود. از اسید کلریدریک غلیظ یک تا دو قطره به هر 15 mL نمونه ادرار اضافه شود. سپس نمونه به طور مستقیم (20-80 μ L/Well) در هر چاهک استفاده شود.

مایعات بیولوژیک شامل سرم، پلاسما، محیط کشت و

80 μ L از نمونه را با 80 μ L از 7% TCA ترکیب کنید تا پروتئین رسوب کند. سپس در بالاترین سرعت سانتریفیوژ به مدت 5 دقیقه سانتریفیوژ کنید. در ادامه 20-80 μ L از سوپرناتانت را برداشته و به هرچاهک اضافه کنید. در صورتیکه کمتر از 80 μ L از نمونه برداشت می شود با آب دیونیزه حجم باقیمانده را به 80 μ L در هر چاهک برسانید.

انجام نمونه آزمایشی (Pilot Test) برای مشخص ساختن رقت مناسب در محدوده استاندارد قبل از آزمایش توصیه می شود.

آماده سازی کیت و استاندارد

- پس از آماده سازی نمونه موارد زیر را آماده کنید.
- همه محلول ها در دمای اتاق گرم شوند.
- تمامی تیوب ها اسپین شوند تا محتویات به ته ویال ها جمع شود.
- ❖ تمامی محلول ها آماده به مصرف می باشند.
- ❖ Mask Reagent: این محلول در دمای 4°C رسوب می کند. در دمای 37°C گرم شود.

آماده سازی استاندارد:

ابتدا از ویال استوک (10 mM) به میزان $100\ \mu\text{L}$ برداشته و با $900\ \mu\text{L}$ آب مقطر یا دیونیزه مخلوط کنید تا استوک 1 mM آماده شود. سپس طبق جدول زیر جهت آماده سازی استانداردها عمل نمایید:

غلظت نهایی (nmol/mL)	استاندارد 1 mM (μL)	آب دیونیزه (μL)	شماره استاندارد
0	0	1000	A
5	5	995	B
10	10	990	C
20	20	980	D
40	40	960	E

نحوه انجام آزمایش

-جهت دقت آزمایش و محاسبه Technical Replication توصیه می شود هر نمونه و یا استاندارد به صورت دوتایی انجام شود.

۱. به ازای هر واکنش یک MasterMix + یک Waste بسازید.

MasterMix	
Buffer Reagent 10X	۲۰ میکرولیتر
Mask Reagent	۱۸۰ میکرولیتر
Zinc Chromogen	۴ میکرولیتر

به عنوان مثال برای ۹ واکنش و در نظر گرفتن یک عدد Waste مجموعاً ۱۰ عدد در نظر می گیریم:

- Buffer Reagent 10X: 200 uL
- Mask Reagent: 1800 uL (1.8 mL)
- Zinc Chromogen: 40 uL

۲. سپس در هر چاهک ۸۰ میکرولیتر از نمونه، استاندارد و یا بلانک (بافر لیز کننده) ریخته و به آن ۲۰۰ میکرولیتر از MasterMix اضافه کرده و در دمای اتاق به مدت ۵ دقیقه انکوبه کنید.

۳. در پایان جذب تمامی چاهک ها را در 530-570 nM بخوانید.

نحوه محاسبه

۱. ابتدا از چاهک های دوتایی میانگین بگیرید.
۲. سپس جذب همه چاهک ها را از جذب استاندارد صفر (A) کم کنید.
۳. در ادامه توسط جذب استانداردها منحنی استاندارد در برابر غلظت استانداردها را رسم کنید.
۴. سپس بر طبق فرمول زیر غلظت منحنی را حساب کنید.

$$\text{Zn Concentration (uM or nmol/mL)} = \frac{C}{V} \times D$$

C= غلظت محاسبه شده نمونه از روی منحنی استاندارد



V= حجم ریخته شده هر نمونه در هر چاهک

D= ضریب رقت نمونه

Zn Molecular Weight= 65.384 g/mol

برای محاسبه خودکار از نرم افزار Curve expert نسخه Basic نیز می توانید محاسبه را انجام دهید

<https://www.curveexpert.net/>



مشکل	دلیل	راه حل
آزمایش کار نمیکند!	بافرها در دمای نامناسب می باشند	مراجعه شود به بخش آماده سازی کیت
	مرحله ای از پروتکل جا افتاده است	مجددا پروتکل را مطالعه نمایید
	طول موج اشتباه	حتما در طیف توصیه شده پلیت را بخوانید
نتایج غیر قابل انتظار	طول موج اشتباه	حتما در طیف توصیه شده پلیت را بخوانید
	نمونه دارای درات نامحلول می باشد	حتما مرحله حذف پروتئین با TCA انجام شود
	جذب نمونه ها از خارج از طیف استاندارد می باشد	با رقیق کردن نمونه و یا تهیه نمونه غلیظ انجام دهید
استاندارد خطی نیست	محتویات کیت به طور کامل به دمای ذکر شده نرسیده اند	از به دما رسیدن و یک دست بودن مواد مطمئن شوید (بافر ماسک گرم شود)
	خطای پیمت کردن	از دقت سمپلرها مطمئن شوید همیشه MasterMix آماده کنید
	وجود حباب در چاهک ها	پیپتاژ کردن شدید تولید حباب می کند



KIAZIST



www.Kiazist.com



081-3450 8267
0930 402 4884



Info@Kiazist.com